


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stxbp2 Per Wb Ed Elisa - Q15833

Numero articolo: CM0029645



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro STXBP2 (Munc18-2), validato per Western blot (WB) ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul traffico vescicolare mediato da SNARE, sull'esocitosi e sulla biologia dei granuli citotossici delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STXBP2 Rabbit pAb
Note/Alias	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6813
GeneID	6813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-280 di STXBP2 umano (NP_001120868.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15833
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio