

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stxbp2 Per Wb Ed Elisa - Q15833

Numero articolo: CM0014465



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro STXBP2 umano (omologo 2 di Unc-18, Munc18-2), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con STXBP2 umano e murino, supportando gli studi sul traffico vescicolare intracellulare e sull'esocitosi delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STXBP2 Rabbit pAb
Note/Alias	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Specie	Uomo
GeneID (Umano)	6813
GeneID	6813
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q15833
Peso della proteina	66 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante