


Anticorpo Policlonale Anti-Stxbp4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Zwj1

Numero articolo: CM0027243



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-STXBP4 validato per WB, IHC-P ed ELISA in umano e topo. Mira alla proteina legante la sintassina 4 (Synip), un regolatore chiave del traffico vescicolare e della segnalazione insulinica. Ideale per applicazioni di ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STXBP4 Rabbit pAb
Note/Alias	Synip; STXBP4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	252983
GeneID	252983
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 344-553 di STXBP4 umano (NP_848604.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q6ZWJ1
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio