


## Anticorpo Policlonale Anti-Styx Per Wb, Elisa - Q8Wuj0

Numero articolo: CM0015175



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro STYX umano (25 kDa), adatto per WB ed ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione MAPK/ERK, della degradazione mediata da FBXW7 e della spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | STYX Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | STYX                                                                                                                       |
| Specie              | Umano                                                                                                                      |
| GeneID (umano)      | 6815                                                                                                                       |
| GeneID              | 6815                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-223 di STYX umano (NP_660294.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                      |
| SWISS               | Q8WUJ0                                                                                                                     |
| Peso della proteina | 25 kDa                                                                                                                     |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                         |