

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Sub1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P53999

Numero articolo: CM0029929



introduzione

L'anticorpo policlonale rabbit anti-SUB1 rileva il coattivatore trascrizionale p15 (PC4), è utilizzabile in WB, IF/ICC, IP e ELISA e presenta reazione crociata verso l'uomo e il topo. Il peso molecolare previsto della proteina è 14 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SUB1 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	P15; PC4; p14; SUB1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10923
ID gene	10923
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-127 della SUB1 umana (NP_006704.3).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P53999
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio