

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sucla2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2R7

Numero articolo: CM0018209



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SUCLA2 di alta qualità, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. È diretto contro la subunità beta della ligasi mitocondriale succinato-CoA, fondamentale per il ciclo degli acidi tricarbossilici e la sintesi di ATP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SUCLA2 Rabbit pAb
Note/alias	A-SCS; A-BETA; MTDPS5; LINC00444; SCS-betaA; SUCLA2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8803
GeneID	8803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 della SUCLA2 umana (NP_003841.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9P2R7
Peso della proteina	50 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante