

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Suc1g1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P53597

Numero articolo: CM0018041



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce SUCLG1 (subunità alfa della succinil-CoA ligasi). Validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo di Krebs e sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SUCLG1 Rabbit pAb
Note/Alias	GALPHA; MTDPS9; SUCLA1; SUCLG1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8802
Gene ID	8802
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 41-346 di SUCLG1 umano (NP_003840.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P53597
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio