

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Suc1g2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96I99

Numero articolo: CM0025380



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SUCLG2 validato KO per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce SUCLG2 (succinil-CoA sintetasi specifica per GTP) umano, di topo e di ratto, un enzima chiave del ciclo TCA. Adatto per studi sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio SUCLG2
Note/Alias	G-SCS; GBETA; GTPSCS; G2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8801
ID Gene	8801
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-300 di SUCLG2 umano (NP_003839.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96I99
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio