

Anticorpo Policlonale Anti-Sufu Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Numero articolo: CM0027060



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SUFU umano (Suppressor of Fused Homolog). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva SUFU umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione Hedgehog.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	SUFU Rabbit pAb
Note/Alias	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51684
GeneID	51684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 325-484 di SUFU umano (NP_057253.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UMX1
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio