

Anticorpo Policlonale Anti-Sugct Per Wb, Elisa - Q9Hac7

Numero articolo: CM0026100



introduzione

SUGCT Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB e ELISA. Reagisce con SUGCT di origine umana, murina e ratto. Il bersaglio è una CoA-transferasi mitocondriale coinvolta nella degradazione di lisina/ triptofano. Ideale per la ricerca sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SUGCT Rabbit pAb
Note/Alias	GA3; ORF19; DERP13; C7orf10; SUGCT
Specie	Umana
GeneID (umano)	79783
GeneID	79783
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 della SUGCT umana (NP_001180240.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HAC7
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio