

Anticorpo Policlonale Anti-Sulf1 Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Iwu6

Numero articolo: CM0014049

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting SULF1 umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva SULF1 in campioni umani e di ratto. Ideale per applicazioni di ricerca sull'apoptosi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SULF1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SULF-1; SULF1
Specie	Umano
GenelD (umano)	23213
GenelD	23213
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-610 di SULF1 umano (NP_001121676.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8IWU6
Peso proteico	101kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio