

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sult1A1 Per Wb Ed Elisa - P50225

Numero articolo: CM0020325



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SULT1A1 validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio del metabolismo degli xenobiotici e degli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SULT1A1 Rabbit pAb
Note/Alias	PST; STP; STP1; P-PST; ST1A1; ST1A3; TSPST1; ts-PST; P-PST 1; HAST1/HAST2; SULT1A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6817
GeneID	6817
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-295 della SULT1A1 umana (NP_803565.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P50225
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante