

Anticorpo Policlonale Anti-Sult1A2 Per Wb, Elisa - P50226

Numero articolo: CM0017912



introduzione

Anticorpo policlonale di alta qualità prodotto in coniglio, diretto contro la sulfotransferasi umana SULT1A2, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Rileva la SULT1A2 endogena in campioni umani, murini e di ratto, supportando la ricerca sul metabolismo dei farmaci e sulla predisposizione al cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SULT1A2 Rabbit pAb
Note/Alias	STP2; HAST4; P-PST; ST1A2; TSPST2; P-PST 2; SULT1A2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6799
GeneID	6799
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-295 della SULT1A2 umana (NP_001045.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P50226
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante