


Anticorpo Policlonale Anti-Sult1A3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P0Dmm9

Numero articolo: CM0017017



introduzione

SULT1A3 Rabbit pAb rileva SULT1A3 umano, murino e ratto. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per lo studio dell'attività solfotransferasica nel metabolismo delle catecolamine e degli ormoni tiroidei.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SULT1A3 Rabbit pAb
Note/Alias	STM; HAST; HAST3; M-PST; ST1A3; ST1A4; ST1A5; TL-PST; ST1A3/ST1A4; SULT1A3
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6818
GenelD	6818
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-100 di SULT1A3 umano (NP_808220.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P0DMM9
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio