

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sult1C4 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075897

Numero articolo: CM0021898



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SULT1C4 umano. Adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva i livelli endogeni di SULT1C4 in campioni umani, di topo e di ratto. Mira a una sulfotransferasi coinvolta nel metabolismo di xenobiotici e farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SULT1C4 Rabbit pAb
Note/Alias	SULT1C; SULT1C2; SULT1C4
Specie	Umano
ID Gene	27233 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 di SULT1C4 umano (NP_006579.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075897
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio