

Anticorpo Policlonale Anti-Sult1E1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P49888

Numero articolo: CM0028292



introduzione

Anticorpo policlonale anti-SULT1E1 di alta qualità convalidato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Si targeting SULT1E1 umano, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo degli estrogeni e sugli ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SULT1E1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EST; STE; EST-1; ST1E1; SULT1E1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6783
GeneID	6783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-294 di SULT1E1 umano (NP_005411.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49888
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio