


Anticorpo Policlonale Anti-Sult2A1 Per Wb, Elisa - Q06520

Numero articolo: CM0027745



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SULT2A1 validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Rileva SULT2A1 endogeno di ~34 kDa, una solfotransferasi chiave per steroidi e acidi biliari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SULT2A1 Coniglio pAb
Note/Alias	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6822
GeneID	6822
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-145 di SULT2A1 umano (NP_003158.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q06520
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio