


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sult2A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q06520

Numero articolo: CM0016662



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SULT2A1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva SULT2A1 di uomo, topo, ratto; immunogeno proteina ricombinante (aa1-145). Adatto per la ricerca sulla sulfonazione degli steroidi e il metabolismo degli acidi biliari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SULT2A1 Rabbit pAb
Note / Alias	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6822
GeneID	6822
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-145 della SULT2A1 umana (NP_003158.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q06520
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio