


Anticorpo Policlonale Anti-Sumf2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbj7

Numero articolo: CM0021188



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SUMF2 (pFGE), un fattore di modifica delle solfatasi inattivo che inibisce SUMF1. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 45-320).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SUMF2 Coniglio pAb
Note/Alias	pFGE; SUMF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25870
GeneID	25870
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 45-320 di SUMF2 umano (NP_056226.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NBj7
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio