

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sumo1 [Validato Ko] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Numero articolo: CM0002520

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro SUMO1 (P63165), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto.

Fondamentale per lo studio della SUMOilazione nel trasporto nucleare, nella riparazione del DNA e nella trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SUMO1 Rabbit mAb [Validato KO]
Note/Alias	DAP1; GMP1; PIC1; SMT3; UBL1; OFC10; SENP2; SMT3C; SMT3H3; O1
Specie	Uomo
GenID	7341 (Uomo)
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-101 della proteina Sumo 1 umana (P63165).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P63165
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio