


Anticorpo Policlonale Conigliaro Anti-Sumo1 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Numero articolo: CM0023547



introduzione

Anticorpo policlonale validato KO che bersaglia SUMO1 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della SUMOilazione nel trasporto nucleare, riparazione del DNA e trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] SUMO1 Rabbit pAb
Note / Alias	DAP1, GMP1, PIC1, SMT3, UBL1, OFC10, SENP2, SMT3C, SMT3H3, O1
Specie	Umana
Gene ID	7341
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SUMO1 umano (NP_003343.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P63165
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio