

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sumo2/3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P61956 / P55854

Numero articolo: CM0007555



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SUMO2/3 per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce SUMO2/3 umano, murino e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 1-95). Ideale per la ricerca sulla SUMOilazione, la riparazione del DNA e la trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-SUMO2/3
Note/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Specie	Umano
GeneID (umano)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 di SUMO2/3 umano. (NP_008868.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P61956/P55854
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante