

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sumo2/3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61956/P55854

Numero articolo: CM0016585



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting SUMO2/3 umano, validato per Western blot, IHC-paraffina ed ELISA. Rileva SUMO2/3 endogeno in campioni umani, murini e di ratto. Adatto per lo studio della SUMOilazione e delle vie proteiche simili all'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SUMO2/3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HSMT3; SMT3B; SUMO3; Smt3A; SMT3H2; SUMO2/3
Specie	Umano
GeneID (umano)	6613/6612
GeneID	6613/6612
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P61956/P55854
Peso proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio