


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sumo3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P55854

Numero articolo: CM0022206



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SUMO3, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce specificamente SUMO3 umano, murino e di ratto, un modificatore ubiquitina-simile coinvolto nel trasporto nucleare e nella trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SUMO3 Rabbit pAb
Note/Alias	SMT3A; Smt3B; SMT3H1; SUMO-3; SUMO3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6612
GeneID	6612
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-92 di SUMO3 umano (NP_008867.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55854
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio