

Anticorpo Policlonale Anti-Sumo4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Eev6

Numero articolo: CM0024935

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SUMO4 umano (small ubiquitin-like modifier 4), convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per lo studio della sumoilazione, dello stress ossidativo e delle vie di segnalazione immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SUMO4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	387082
ID Gene	387082
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 40-95 di SUMO4 umano (Q6EEV6)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q6EEV6
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio