

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sumo4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Eev6

Numero articolo: CM0008588

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-SUMO4 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla SUMOilazione, lo stress ossidativo e il diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | SUMO4 mAb di Coniglio                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias    | IDDM5; SMT3H4; SUMO-4; dj281H8.4; SUMO4                                                                               |
| Specie                | Umano                                                                                                                 |
| GenelD (Umano)        | 387082                                                                                                                |
| GenelD                | 387082                                                                                                                |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 di SUMO4 umano (Q6EEV6) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                    |
| SWISS                 | Q6EEV6                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 11kDa                                                                                                                 |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                 |