


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Sun2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uh99

Numero articolo: CM0002970



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di alta qualità che mira a SUN2 umano (UNC84B), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sul complesso LINC e sulla migrazione nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale coniugato SUN2
Note/Alias	UNC84B, rab5IP, SUN2
Specie	Umano
ID Gene	25777 (Umano)
Immunogeno	Peptide Sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 618-717 di SUN2 umano (Q9UH99).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UH99
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio