


Anti-Sun2 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uh99

Numero articolo: CM0019108



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio SUN2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia il componente del complesso LINC SUN2, essenziale per il posizionamento e la migrazione nucleare. Ideale per ricerche sul citoscheletro e sull'involucro nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SUN2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	UNC84B; rab51P; SUN2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	25777
GeneID	25777
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 255-572 di SUN2 umano (NP_001186508)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UH99
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio