

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Suox Per Wb E Elisa - P51687

Numero articolo: CM0003148



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro SUOX umano (sulfite ossidasi). Validato per Western blot e ELISA con reattività crociata al ratto. Ideale per lo studio del metabolismo dello zolfo, della funzione mitocondriale e della riduzione del nitrito correlata all'ipossia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SUOX mAb di coniglio
Note/Alias	SUOX; sulfite ossidasi
Specie	Umano
Gene ID	6821
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 100-200 di SUOX umano, P51687)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P51687
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio