


Anticorpo Policlonale Anti-Supt16H (Spt16) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5B9

Numero articolo: CM0019952



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio SUPT16H (SPT16) di alta qualità validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con la subunità SPT16 del complesso FACT umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SUPT16H (SPT16) Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Note/Alias	CDC68; SPT16; NEDDFAC; FACTP140; SPT16/CDC68; SUPT16H (SPT16)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11198
GeneID	11198
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 520-695 di SUPT16H (SPT16) umano (NP_009123.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5B9
Peso Proteico	120kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio