


Anticorpo Policlonale Anti-Supt20H Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nem7

Numero articolo: CM0029553



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting SUPT20H umano (omologo SPT20, p38IP). Validato per Western blot, IHC-P e ELISA in uomo, topo e ratto. Le applicazioni includono la ricerca sull'autofagia, la gastrulazione e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SUPT20H Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	C13; FP757; P38IP; SPT20; FAM48A; C13orf19; SUPT20H
Specie	Uomo
GeneID (umano)	55578
GeneID	55578
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 580-779 di SUPT20H umano (NP_001014308.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NEM7
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio