


Anticorpo Monoclonale Anti-Supt5H/Spt5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00267

Numero articolo: CM0003632



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting SUPT5H/SPT5 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con il mouse e il ratto. Ideale per la ricerca sull'allungamento della trascrizione e HIV Tat.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SUPT5H/SPT5 Rabbit mAb
Note/Alias	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Specie	Umano
Gene ID	6829
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 800-900 di SUPT5H/SPT5 umano (O00267).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, EL ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O00267
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio