


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Supt5H/Spt5 Per Wb, Ip, Elisa - O00267

Numero articolo: CM0030827



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce il fattore di allungamento della trascrizione umano SUPT5H/SPT5. Validato per WB, IP, ELISA. Reattività crociata umana e murina. Adatto per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sulla proteina Tat dell'HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SUPT5H/SPT5 Rabbit pAb
Alias	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Specie	Umana
ID Gene	6829
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 125-425 di SUPT5H/SPT5 umano (NP_003160.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Murina
SWISS	O00267
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio