


Anticorpo Policlonale Anti-Supt6H/Spt6 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Kz85

Numero articolo: CM0023917



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SUPT6H umano (SPT6), validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'elongazione della trascrizione e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SUPT6H pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	SPT6; SPT6H; emb-5; SUPT6H
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6830
GeneID	6830
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1500-1726 di SUPT6H umano (NP_003161.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7KZ85
Peso Proteico	199kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio