


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Supt7L Per Wb E Elisa - 094864

Numero articolo: CM0020277



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro SUPT7L umano (sottounità gamma del complesso STAGA 65), validato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SUPT7L Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SPT7L; STAF65; SUPT7H; STAF65G; STAF65(gamma); SUPT7L
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9913
Gene ID	9913
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-400 di SUPT7L umano (NP_001269658)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	094864
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio