

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Surf1 Per Wb E Elisa - Q15526

Numero articolo: CM0026116

introduzione

Validato per WB e ELISA, questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia SURF1 umano, una proteina della membrana interna mitocondriale essenziale per l'assemblaggio del citocromo c ossidasi. Reagisce in modo crociato con topo e ratto, è ideale per la ricerca sulle malattie mitocondriali e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SURF1 Rabbit pAb
Note / Alias	SHY1; CMT4K; MC4DN1; SURF1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6834
GeneID	6834
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-275 di SURF1 umano (NP_003163.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15526
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio