

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Survivin Per Wb E Elisa - O15392

Numero articolo: CM0012608



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Survivin di alta qualità convalidato per Western blot e ELISA. Exhibe reattività crociata con topo e ratto. Ideale per ricerche sull'apoptosi e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Survivin Coniglio mAb
Note/Alias	API4; EPR-1; Survivin
Specie	Umano
GeneID (umano)	332
GeneID	332
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-140 di Survivin umano (O15392).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	O15392
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio