

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Survivin Per Wb, Elisa - O15392

Numero articolo: CM0007121



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la Survivin umana (BIRC5), validato per WB ed ELISA. La Survivin è una proteina a doppia funzione che inibisce l'apoptosi e regola la mitosi, risultando un biomarcatore chiave nella ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-Survivin                                                                                                     |
| Note/Alias          | API4; EPR-1; Survivin                                                                                                             |
| Specie              | Umana                                                                                                                             |
| ID gene (umano)     | 332                                                                                                                               |
| ID gene             | 332                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 della Survivin umana (NP_001159.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                             |
| SWISS               | O15392                                                                                                                            |
| Peso della proteina | 16 kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                |