

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Survivin Per Wb, Elisa - O15392

Numero articolo: CM0021626



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia Survivin (BIRC5/API4), consigliato per Western blot e ELISA. Reagisce con campioni di origine umana, murine e ratto. Ideale per la ricerca su apoptosi e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Survivin Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	API4; EPR-1; Survivin
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	332
ID Gene	332
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 della Survivin umana (NP_001159.2).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15392
Peso Proteico	16 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio