

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Survivin Per Wb, If/Icc - O15392

Numero articolo: CM0023906



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Survivin umano (BIRC5, O15392) validato per WB e IF/ICC. Reagisce con umano e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e la divisione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Survivin Rabbit pAb
Note/Alias	API4, EPR-1, Survivin(Ab-117)
Specie	Umano
Gene ID	332 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-142 del Survivin umano (NP_001159.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O15392
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio