

Anticorpo Anti-Survivin Coniglio Polymab® Per Wb E Elisa - O15392

Numero articolo: CM0006506



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting Survivin umano (BIRC5, O15392) validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche su apoptosi, ciclo cellulare e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Survivin Coniglio PolymAb®
Note/Alias	API4; EPR-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	332
GeneID	332
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-142 del Survivin umano (NP_001159.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15392
Peso Proteico	8-18 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio