

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Suv39H1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43463

Numero articolo: CM0029849



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SUV39H1 umano, una istone H3K9 metiltransferasi cruciale per la formazione dell'eterocromatina e la repressione trascrizionale. Convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SUV39H1 Anticorpo Policlonale di Coniglio (pAb)
Osservazioni/Alias	MG44; KMT1A; SUV39H; H3-K9-HMTasi 1; SUV39H1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6839
GeneID	6839
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-220 di SUV39H1 umano (NP_003164.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43463
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio