

Anticorpo Policlonale Anti-Suv39H2 Per Wb, Elisa, Chip - Q9H5I1

Numero articolo: CM0024877



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per SUV39H2 umano (KMT1B), validato per WB, ELISA e ChIP. Ideale per la ricerca in epigenetica sulla metilazione degli istoni, l'eterocromatina e il silenziamento genico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SUV39H2 Rabbit pAb
Note/Alias	KMT1B; SUV39H2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79723
ID Gene	79723
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 141-350 di SUV39H2 umano (NP_001180354.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H5I1
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio