


Anticorpo Policlonale Anti-Sv2A Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q7L0J3

Numero articolo: CM0023456



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SV2A umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Immunogeno ricombinante mirato agli amminoacidi 356-447 (NP_055664.3). Ideale per la ricerca sulle vescicole sinaptiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb Anti-SV2A di Coniglio
Note/Alias	SV2, SLC22B1, SV2A
Specie	Umano
ID Gene	9900 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 356-447 di SV2A umano (NP_055664.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q7L0J3
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio