

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Svop Per Wb, Elisa - Q8N4V2

Numero articolo: CM0016769

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla SVOP umana (Proteina correlata alla vescicola sinaptica 2). Validato per applicazioni Western Blot (WB) ed ELISA. Ideale per la ricerca neuroscientifica e lo sviluppo di saggi IVD. Fornito da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SVOP Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SLC22B4; SVOP
Specie	Umano
Gene ID	55530
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-80 della SVOP umana (NP_061181.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8N4V2
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio