

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Swap70 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UH65

Numero articolo: CM0012984



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SWAP70 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con antigeni umani, murini e di ratto. Peso della proteina bersaglio ~69 kDa. UniProt: Q9UH65.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SWAP70 pAb di coniglio
Note/Alias	HSPC321; SWAP-70; SWAP70
Specie	Uomo
GeneID (umano)	23075
GeneID	23075
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 316-585 di SWAP70 umano (NP_055870.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9UH65
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante