

Anticorpo Policlonale Anti-Syce1 Per Wb, Elisa - Q8N0S2

Numero articolo: CM0027499

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di grado IVD mirato alla SYCE1 umana (CT76) per WB e ELISA. Progettato con immunogeno conservato, reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla meiosi e sul complesso sinaptonemico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SYCE1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CT76; POF12; SPGF15; C10orf94; SYCE1
Specie	Umano
GeneID	93426
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 132-351 della SYCE1 umana (NP_001137236.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N0S2
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio