

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sycp3 Per Wb, Elisa - Q8Izu3

Numero articolo: CM0027490



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana SYCP3, una proteina specifica del testicolo del complesso sinaptonemico essenziale per la meiosi e la fertilità maschile. Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata su topo e ratto. Ideale per la ricerca in biologia della riproduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SYCP3 Rabbit pAb
Note/Alias	COR1; SCP3; SPGF4; RPRGL4; SYCP3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	50511
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-236 della proteina umana SYCP3 (NP_710161.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8IZU3
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio