

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Syk Per Wb, If/Icc, Elisa - P43405

Numero articolo: CM0020864



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro SYK umano (p72-Syk), validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per studi sulla segnalazione del recettore delle B-cellule e sulla ricerca immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Syk Rabbit pAb
Note/Alias	IMD82; p72-Syk; Syk
Specie	Umano
GeneID	6850 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 250-350 di Syk umano (NP_001128524.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P43405
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio