

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sympk Per Wb/Elisa - Q92797

Numero articolo: CM0029786



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità rivolto a SYMPK (Symplekin) umano. Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. Ideale per studiare il processamento dell'istone mRNA, la biologia delle giunzioni serrate e la poliadenilazione del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SYMPK Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	SPK; SYM; Pta1; SYMPK
Specie	Uomo
GeneID	8189
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 310-530 di SYMPK umano (NP_004810.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q92797
Peso proteico	141 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio